

FR

IMPLANTS FACIAUX



SILIMED 
la passion inspirant la science



LA PASSION INSPIRANT LA SCIENCE.

SILIMED

VOICI 35 ANS DÉJÀ QUE NOUS LANÇONS LES NOUVELLES GÉNÉRATIONS D'IMPLANTS EN SILICONE DANS LE MONDE ENTIER.

Fondée en 1978 à Rio de Janeiro, Silimed répond aux besoins de la chirurgie plastique, de l'urologie et du traitement de l'obésité. La société propose la plus vaste et la plus diversifiée ligne de produits pour la chirurgie plastique du marché. Possédant un catalogue de plus de 5 000 articles, Silimed exporte vers plus de 75 pays, sur les 5 continents.

Les produits de Silimed sont fabriqués à partir d'une matière première de qualité supérieure et à l'aide d'une technologie de pointe. Elle a été la première au monde à identifier chaque article par un numéro de série individuel, ce qui garantit un contrôle total de la traçabilité de ses produits et apporte plus de sécurité aux médecins et aux patients.

Grâce à toutes ces précautions, Silimed commercialise depuis 1999 des implants en élastomère sur l'exigeant marché américain. Elle a été la première société non américaine à voir ses implants mammaires en gel de silicone lisses et texturés, ronds et anatomiques, approuvés aux États-Unis par la FDA (Food and Drug Administration - Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux). Les implants de Silimed possèdent également la marque CE (Communauté européenne) et sont approuvés par l'ANVISA (Agence nationale de vigilance sanitaire au Brésil) ainsi que par les principales autorités de régulation du monde entier. agências reguladoras do mundo.



PRINCIPAL

FABRICANT
D'IMPLANTS EN
SILICONE EN
AMÉRIQUE DU SUD.

PRINCIPAL

FABRICANT
D'IMPLANTS
MAMMAIRES EN
AMÉRIQUE LATINE.

1^{ÈRE} DES VENTES
AU BRÉSIL.

3^{ÈME} DES VENTES
MONDIALES.

1^{ÈRE} SOCIÉTÉ NON AMÉRICAINNE À VOIR
SES IMPLANTS MAMMAIRES EN GEL DE
SILICONE LISSES ET TEXTURÉS, RONDS
ET ANATOMIQUES, APPROUVÉS PAR LA
FDA.

CERTIFICATIONS

ÉTATS-UNIS

Société inspectée par la FDA (Food and Drug Administration - Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux).

Matières premières d'origine américaine dûment enregistrées auprès de la FDA. En 2012, la FDA annonce l'approbation de la PMA Sientra Inc. pour la commercialisation aux États-Unis des implants mammaires en gel de silicone lisses et texturés, ronds et anatomiques, fabriqués par Silimed.

BRÉSIL

Installations et processus de fabrication contrôlés et tous les produits enregistrés auprès de l'Agence nationale de vigilance sanitaire (ANVISA) du Ministère de la Santé.

Certification INT/INMETRO obtenue pour les implants mammaires à base de gel.

EUROPE

Système de qualité approuvé selon les normes ISO 9001 et EN ISO 13485. Produits munis de la certification et de la marque CE (Communauté européenne).

AUTRES PAYS

Silimed respecte l'ensemble des conditions formelles exigées par le Ministère de la Santé de tous les pays où elle distribue ses produits.



IMPLANTS FACIAUX

LA LIGNE D'IMPLANTS FACIAUX LA PLUS AVANCÉE DU MARCHÉ.

Les implants faciaux de Silimed se distinguent par leurs caractéristiques différentes au niveau de la forme, de la dureté, de la couleur et de la surface, qui reproduisent au mieux l'anatomie des zones du visage. Ils sont proposés avec une surface lisse en élastomère de silicone.

OREILLE

MALAIRE

MALAIRE ANATOMIQUE

MENTON


MENTON ANATOMIQUE

NASAL EN "L"

ARÊTE NASALE

ZYGOMATIQUE


MODELEUR NASAL



IMPLANT D'OREILLE



RÉF	cm		
	A	B	C
20080 - 053 D	5,2	3,1	1,2
20080 - 053 E			




IMPLANT DE MALAIRE



RÉF	#	cm		
		A	B	C
20 - 025	1	2,6	1,9	0,35
20 - 030	2	3,1	2,3	0,41
20 - 032	3	3,2	2,4	0,47



#1 - Petit
#2 - Moyen
#3 - Grand




IMPLANT DE MALAIRE ANATOMIQUE



RÉF	#	cm		
		A	B	C
25 - 40 D	1	2,0	4,0	0,42
25 - 40 E				
25 - 45 D	2	2,3	4,3	0,42
25 - 45 E				
25 - 50 D	3	2,5	5,0	0,45
25 - 50 E				




#1 - Petit
#2 - Moyen
#3 - Grand



IMPLANT DE MENTON

RÉF	#	cm		
		A	B	C
10 - 035	1	3,5	1,6	0,7
10 - 045	2	4,5	1,7	0,8
10 - 050	3	4,8	1,7	0,8
10 - 055	4	5,3	1,8	0,8
10 - 075	5	7,5	1,9	0,8




- #1 - Petit
- #2 - Moyen Court
- #3 - Moyen Long
- #4 - Grand
- #5 - Découpable



IMPLANT DE MENTON ANATOMIQUE

RÉF	#	cm		
		A	B	C
15 - 060	1	6,1	1,4	0,6
15 - 065	2	6,4	1,5	0,7
15 - 080	3	7,9	1,5	0,8





- #1 - Petit
- #2 - Moyen
- #3 - Grand





IMPLANT NASAL EN “L”





RÉF		SHORE	 cm			
1	2	A	A	B	C	D
70 - 060	20070 - 060	20	2,0		3,2	
		50		4,0		0,35



RÉF		SHORE	 cm			
1	2	A	A	B	C	D
71 - 060	20071 - 060	25	1,9		2,8	
		50		4,1		0,4



RÉF		SHORE	 cm			
1	2	A	A	B	C	D
72 - 060	20072 - 060	10	1,8		2,9	
		40		4,0		0,45



IMPLANT POUR ARÊTE NASALE

RÉF	#	K X cm		
50 - 040	1	4,0	0,8	0,2
50 - 055	2	5,6	0,9	0,2




#1 - Petit
#2 - Grand



IMPLANT ZYGOMATIQUE

RÉF	#	K X cm		
30 - 040 D	3,75	3,1	0,48	0,2
30 - 040 E	3,75	3,1	0,48	0,2




D - droit
E - gauche



MODELEUR NASAL

REF		K X cm		
		A	B	C
1171 - 018	1	1,80	2,50	0,70
1171 - 019	2	1,90	2,60	0,80
1171 - 020	3	2,00	2,70	0,90
1171 - 021	4	2,10	2,80	1,00
1171 - 022	5	2,20	2,90	1,05
1171 - 023	6	2,30	3,00	1,10
1171 - 024	7	2,40	3,10	1,20
1171 - 025	8	2,50	3,20	1,30
1171 - 026	9	2,60	3,30	1,40
1171 - 027	10	2,70	3,40	1,50
1171 - 028	11	2,80	3,50	1,60
1171 - 029	12	2,90	3,50	1,70



MEDGEL DE LA CHIRURGIE AU TRAITEMENT DES CICATRICES, LES SOLUTIONS LES PLUS AVANCÉES POUR UN RÉSULTAT OPTIMAL.

Medgel est une ligne avancée de produits en gel de silicone conçus pour soigner ou prévenir les cicatrices, les chéloïdes et les cicatrices hypertrophiques, récentes ou anciennes. Ce produit constitue une aide dans le cadre du processus de rénovation et de régénération du derme grâce à son action anti-inflammatoire et antioxydante. Il améliore la texture, la coloration et l'hydratation de la zone traitée et renforce la souplesse de la peau.

Le processus de cicatrisation se déroule en trois phases: inflammation, prolifération et remodelage. Medgel agit lors de la phase de remodelage en hydratant la peau et en

empêchant la prolifération des fibroblastes, responsables de la synthèse du collagène et de l'élastine qui, lorsqu'ils sont en grande quantité, peuvent causer des cicatrices surélevées (chéloïdes).

Medgel ne contient ni composants d'origine animale ni principe actif et peut être utilisé avec d'autres traitements complémentaires. Il est contre-indiqué sur les blessures ouvertes, sur les zones infectées et sur les tissus qui ne sont pas sains.

Fourni non stérile.

PLAQUE petites cicatrices



RÉF	cm		QTÉ
	A	B	
1240 - 010I1	10	10	1
1240 - 010H	10	10	6



Fournie non stérile.

Tailles : 10 cm x 10 cm

Pour les petites cicatrices, de 10 cm maximum. Transparente, fine et flexible, la plaque Medgel adhère avec douceur au tissu et à la peau fragile en s'adaptant aux contours du corps. Étanche et perméable à la vapeur, elle peut être utilisée au quotidien et offre confort et discrétion. Réutilisable, elle se retire facilement, avec un minimum d'inconfort et de douleur.

POMMADE MEDGEL COAT zones exposées



RÉF	g		QTÉ
	A	B	
1230 - 015	15	1	1

Disponible en tube de 15 g.
Fournie non stérile.

La pommade Medgel Coat est idéale pour traiter les cicatrices du visage et des zones exposées, articulées ou avec des bords arrondis. Formant une fine pellicule protectrice de gel sur la cicatrice, elle laisse la peau respirer, évite la transpiration et repousse l'eau. Facile d'application à appliquer, elle sèche rapidement et devient invisible.

BANDE

grandes cicatrices



RÉF	cm		QTÉ
	A	B	
1240 - 011I1	30	2,0	1
1240 - 011I2	30	2,0	2
1240 - 011H	30	2,0	12



RÉF	cm		QTÉ
	A	B	
1240 - 016I1	10	5	1



Taille : 30 cm x 2 cm

Petite bande : 14 cm x 5 cm • 1240-016 I1

Fournie non stérile.

Pour des cicatrices de 30 cm maximum. Transparentes, fines et flexibles, les bandes adhèrent avec douceur au tissu et à la peau fragile en s'adaptant aux contours du corps. Étanches et perméables à la vapeur, elles peuvent être utilisées au quotidien et offrent confort et discrétion. Réutilisables, elles se retirent facilement, avec un minimum d'inconfort et de douleur.

Mode d'emploi:

Plaques et bandes:

1. Nettoyez doucement la zone traitée et séchez-la.
2. Retirez le Medgel de l'emballage.
3. Découpez un morceau suffisamment grand pour qu'il recouvre la totalité de la cicatrice.
4. Retirez la protection collée sur la face sans renfort qui adhère au Medgel.
5. Appliquez cette face du Medgel sur la cicatrice. Évitez de mettre de la pommade sur la partie traitée afin de ne pas altérer l'efficacité du produit.
6. Lavez quotidiennement le Medgel avec du savon neutre. Rincez abondamment avec de l'eau tiède. Laissez sécher à l'air libre et appliquez de nouveau.
7. Pour obtenir un meilleur résultat, il convient de laisser le Medgel sur la zone traitée au moins 12 heures par jour.

Remarques importantes:

- Si si nécessaire, maintenez le Medgel à l'aide d'un sparadrap hypoallergénique.
- Ne comprimez pas la cicatrice afin de ne pas provoquer d'irritations.
- Le Medgel peut également être utilisé sous un vêtement de compression, le cas échéant.
- Pour la prévention des cicatrices hypertrophiques, il est recommandé de commencer à utiliser le Medgel immédiatement après le détachement de la dernière croûte de la plaie chirurgicale.

Précautions:

- Évitez tout contact du Medgel avec les yeux, les membranes, les muqueuses et le tissu récemment lésé.
- N'utilisez pas le Medgel sur des blessures ouvertes et sur des zones infectées du tissu lésé. Évitez tout contact avec les vêtements.
- Il n'existe aucune restriction connue à l'emploi du Medgel en association avec d'autres produits ou traitements. Dans de rares cas, une irritation peut apparaître ; il est alors recommandé de suspendre le traitement.
- En cas de macération ou de rougeur, laissez la peau se reposer jusqu'à la disparition des symptômes.
- Poursuivez le traitement en augmentant peu à peu le temps d'utilisation quotidien.

Remarque: dimensions indiquées avec des valeurs approximatives.




Attention: veuillez consulter la documentation jointe au produit.





www.silimed.com.br

 Silimed International

DISTRIBUTEUR LOCAL



Obelis S. A.
Boulevard Général Wahis 53
1030 Brussels, BELGIUM
Tel: + (32) 2.732.59.54 • Fax: + (32) 2.732.60.03
E-Mail: mail@obelis.net

FLH 065FR R03

08/2014



www.silimed.com.br
f Silimed International

Silimed Indústria de Implantes Ltda.
Rua Figueiredo Rocha, 374 • CEP: 21240 - 660.
Rio de Janeiro • RJ • Brasil.

Responsável Técnico: Louise Azevedo Alves • CRF 3417
AUTORIZ./MS 101021-8.